


## Blutbeutelständer Produktinformation



Unsere Blutbeutelständer sind aus Polystyrol (PS) gefertigt. PS ist sehr beständig gegen alkalische Lösungen (Laugen) und aliphatische Alkohole. Eine Beständigkeit gegen Säuren und andere Chemikalien ist kurzzeitig gegeben und im Einzelfall zu testen.

Die Reinigung in einer Spülmaschine ist bis 75° C möglich. PS ist zu 100% recyclingfähig.

Der transparente Blutbeutelständer wird aus Styrol - Butadien - Blockcopolymer (SBS) gefertigt und ist nur als Type 1 erhältlich. Diese Ausführung ist keine Lagerware und wird auftragsbezogen angefertigt. Die mengenabhängigen Stückpreise bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Die Blutbeutelständer aus Polystyrol (PS) sind ab Lager in den Farben orange und türkis erhältlich. Ab 500 Stück können wir Ihnen die Blutbeutelständer aus PS in allen Standardfarben ohne Aufpreis anfertigen.

Bei Anfertigung ist auch ein leicht erhabenes Logo am Boden erhältlich, die Preise dafür sind vom Umfang der einzubringenden Gravur in die Werkzeugbodenplatte abhängig und müssen im Einzelfall kalkuliert werden. Dafür erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.

**Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.**

[hakupa@hakupa.de](mailto:hakupa@hakupa.de)

Werftstr. 24 • 30926 Seelze • Telefon: 05137-909120 • Fax 05137-9091-26+27  
E-Mail: [hakupa@hakupa.de](mailto:hakupa@hakupa.de) • Internet: [www.hakupa.de](http://www.hakupa.de)