

Daumenspange nach Dr. Hensler und OM. John

Zur Ruhigstellung des Daumensattel- und des Grundgelenkes

Abb.1



- Die Daumenspange stellt das Daumensattel- und Grundgelenk ruhig.
- Sie verbessert die Situation bei Arthrose, Arthritis oder nach Sportverletzungen
- Die Schmerzen lassen nach
- Der Daumen steht dem Zeige- u. Mittelfinger gegenüber, dadurch bleibt die Funktion weitgehend erhalten.
- Ihre Fixierung wie auch der Verschuß an der Hand geschieht stufenlos mit Klettverschluß.
- Die Atmung der Haut wird durch Fensterung wenig beeinträchtigt.
- Das Handgelenk bleibt frei beweglich.
- Die Daumenspange ist wasserfest und kann leicht gereinigt werden.
- Der Kunststoff ist thermoplastisch nachformbar.

Artikelnummern:

| | | |
|------|--------|--------------|
| 2011 | Abb. 1 | Daumenspange |
|------|--------|--------------|

Handumfang gemessen ohne Daumen:

| | |
|------------|--------|
| 18 - 20 cm | small |
| 21 - 23 cm | medium |
| 24 - 26 cm | large |

- Arthrose
- Arthritis
- Rheumatische Polyarthritis
- Rhizarthrose

Bei Bestellungen bitte Seite rechts oder links angeben

Verordnung

HAKUPA-Daumenspange
nach Hensler / John