


HAKU - Motion[®] R.O.M.

Ellenbogen Orthese



- DIE HAKU - Motion[®] R.O.M. ist eine verstellbare Orthese für die Gelenkbeweglichkeit des Ellenbogens
- Die verstellbaren Gelenke ermöglichen ihnen, die Gelenkbeweglichkeit in 30 Grad-Schritten vorzunehmen.
- Die Unter- und Obermanschette sind flexibel und ermöglichen einen optimalen und individuellen Sitz der Orthese.
- Die Orthese verfügt über eine neutrale, abnehmbare Handauflage, die gleichzeitig das Verrutschen der Orthese verhindert

Artikelnummern:

Art.-Nr	Größe	Umfang-Oberarm
0058	small	20 - 30 cm
0058	medium	30 - 38 cm
0058	large	38 - 39 cm
0058/1	Ersatzpolster (Satz)	

Der Oberarm muss am größten Umfang gemessen werden.

Indikationen

- Postoperativer Einsatz z.B. bei Endoprothetik des Ellenbogens, jeglicher Versorgung von Band- und Sehnenverletzung
- zur Beschränkung von Bewegungen mit dem Ziel der Entlastung der Symptome einer ulnaren oder radialen Nervenkompression
- Stabilisierung des Ellenbogens bei Dehnungen oder Rissen des Kollateralbandes

Verordnung

HAKU - Motion[®] R.O.M.