

Orthesen für Handgelenk und Hand

aus leichtem Kunststoff

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Diese drei Orthesen aus leichtem Kunststoff ersetzen den Gipsverband bei einer optimalen Ruhigstellung des Handgelenks, der Hand und der Finger, je nach Ausführung. Das Material ist in geringem Maße flexibel jedoch dabei äußerst stabil sowie hautverträglich.

Handgelenk-Hand-Orthese

Diese Orthese bietet eine völlige Ruhigstellung des Handgelenks bei voller Finger- und Daumenbeweglichkeit.

Handgelenk-Hand-Daumen-Orthese

Diese Orthese bietet eine völlige Ruhigstellung des Handgelenks und des Daumens bei voller Fingerbeweglichkeit

Handgelenk-Hand-Daumen-Finger-Orthese

Diese Orthese bietet eine völlige Ruhigstellung von Handgelenk, Hand, Fingern und Daumen.

Indikation:

- Ruhigstellung von Frakturen nach Gipsbehandlung
- Prellungen, Verstauchungen, Verbrennungen
- Rheumatische Arthritis
- Lähmungen der Extremitäten

Bei Bestellungen bitte Seite rechts oder links angeben

Art.-Nr	Mittelhand Maß	Handgelenk Maß	Unterarm Maß
small	6 - 7 cm	17 - 20 cm	20 - 25 cm
medium	7 - 8 cm	20 - 22 cm	25 - 27 cm
large	8 - 9 cm	22 - 25 cm	27 - 30 cm

Artikelnummern: **Abb. 1 - 3**

2600	Handgelenk-Hand-Orthese
2601	Handgelenk-Hand-Daumen-Orthese
2602	Handgelenk-Hand-Daumen-Finger-Orthese