

# Radialisschiene

aus perforiertem PE - Material



- Die Schiene hebt die Hand in Funktionsstellung unter weitgehender Freilassung der Handinnenfläche (volarmanus) und der Unterseite des Unterarmes.
- aus perforiertem PE - Material
- thermoplastisch nachformbar
- luft und wasserdurchlässig
- abwaschbar
- Handsteg mit Klettverschluss verstellbar

## Indikationen

Radialislähmung und alle weiteren Erkrankungen, die eine Stützung und Ruhigstellung des Handgelenkes in Funktionsstellung bedingen

## Handumfang gemessen ohne Daumen:

|            |         |
|------------|---------|
| 18 - 19 cm | small   |
| 20 - 21 cm | medium  |
| 22 - 23 cm | large   |
| 24 - 26 cm | x-large |

## Artikelnummern:

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2022 | Radialisschiene |
|------|-----------------|

Bei Bestellungen bitte Seite  
rechts oder links angeben