

Einlagenzubehör

Bauteile




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

| Art.-Nr. | Beschreibung Abb. 1 |
|----------|--|
| 4119 | Quermeta-Stütze + Senkfußstütze, weicher Korklatexschaum |
| | Damengröße: 37- 39 - 41 Herrengröße: 41 - 43 -45 |

| Art.-Nr. | Beschreibung Abb. 2 |
|----------|---|
| 5002 | Fersenrohling Kurzer Fersenrohling aus Gummikork ohne Abdeckung |
| | Größe 5 bis 8 Stärke 5, 8 und 10 mm |
| 5001 | Fersenrohling Kurzer selbstklebender Fersenrohling aus Presskork mit Texonabdeckung. |
| | Größe 5 bis 8 Stärke 5 und 10 mm |

| Art.-Nr. | Beschreibung Abb. 3 |
|----------|--|
| 4104 | Physiologische Senkfußstütze, aus Schaum, weich, Größe 5 bis 9 |