

Dynamische dorsale Lagerungsschale


Abb.1



Abb. 1

- stufenlos einstellbare Spitzfußzüge mit Druckknopfbefestigung
- aus hygienischem PE-Material - individuell nachformbar
- stufenlos verstellbare Rückfußfixierung mit großflächigem Spannolster
- Klettverschluß am Unterschenkel
- 90°-Stellung des Fußes
- Hochgezogener Rand schützt die Zehen gegen Bettdeckendruck
- lieferbar mit einstellbarer Kippsicherung am Fuß

Abb.2



Indikationen

- Als leichte Sofortlagerung nach OP mit Trainingsmöglichkeit des Sprunggelenkes.
- Zur Spitzfußprophylaxe
- Zur stufenlosen Redression von leichten Spitzfußkontrakturen.

Kippsicherung Abb. 2

Art.-Nr	für Fußlänge in mm
034 / 1	110 - 140 mm
034 / 2	150 - 170 mm
034 / 3	185 - 290 mm

Artikelnummern: Abb. 1

Art.-Nr	Fußlänge / mm (incl. 10 mm Zehenfreiheit)
032/110	110 mm
032/120	120 mm
032/130	130 mm
032/140	140 mm
032/150	150 mm
032/160	160 mm
032/170	170 mm
032/185	185 mm
032/210	210 mm
032/230	230 mm
032/240	240 mm
032/265	265 mm
032/290	290 mm
032/300	300 mm
032/310	310 mm

Farben: weiß, blau, taifun

Unser Service:

Nach ihren gelieferten Gipspositivmodellen oder Leisten fertigen wir als Sonderanfertigung "Ihre individuelle dynamische dorsale Lagerungsschale" an. Sämtliche Größen sind auch mit einer Plastazotepolsterung lieferbar.

Bei Bestellungen bitte Seite rechts oder links angeben