

Peronäus - Orthese langsohlig

"superleichte" Orthese



- bequeme Blattfederkonstruktion mit flachem Profil zur Korrektur von Hängefuß bei Peronäuslähmung, insbesondere bei Schlaganfall - Patienten.
- Unterschiedliche Stärken entlang der gesamten Schiene durch spritzgußgeformtes Polyethylen
- bessere Festigkeit dank Verstärkung in vertikaler Richtung
- leichtes Anpassen dank dünnerer Fußplatte
- ausgeschnittenes Fersenstück
- thermoplastisch leicht nachformbar
- langsohlig

Artikelnummern:

Art.-Nr	Form	Schuhgröße	Gesamthöhe
0021	Damen (schmal)	35 - 38	290 mm
0021/1	Herren	38 - 45	300 mm

Bei Bestellungen bitte Seite rechts oder links angeben