



Gelenkschienen



Art.-Nr	Beschreibung
① 051 ② 051/1	Abduktionsgelenkschiene Zähne nicht zugesetzt Gesamtlänge 180 mm 07° Verzahnung 10° Verzahnung links oder rechts angeben
③ 052	Pronationsgelenkschiene Jede Seite 90 mm lang mit 7° Verzahnung, Zähne mit Kunststoffstahl zugesetzt links oder rechts angeben
④ 053	Knöchelgelenkschiene Gesamtlänge 300 mm mit 10° Verzahnung, Zähne mit Kunststoffstahl zugesetzt links oder rechts angeben
⑤ 054	Universalgelenkschiene Gesamtlänge 420 mm mit 10° Verzahnung, Zähne nicht zugesetzt links oder rechts angeben

Zubehör Hannoversche Klumpfuß-Nachtschiene



Art.-Nr	Beschreibung
① 050	Schiene Oberteil 90° Gesamtlänge 100 mm links oder rechts angeben
② 055 055/1	Schiene Oberteil Gesamtlänge 100 mm Gesamtlänge 200 mm
056 ③ 056/1 056/2	Schiene Unterteil 7° Verzahnung Gesamtlänge 100 mm 10° Verzahnung Gesamtlänge 100 mm 10° Verzahnung Gesamtlänge 220 mm
④ 057	Gehäuse
⑤ 058	Sperrklinke
⑥ 059	Stecksplint
⑦ 060	Gegenschraube
⑧ 062	Druckfeder