

Unterschenkellagerungsschale nach Prof. Lange



Abb.2

Abb.1



Die Unterschenkellagerungsschale eignet sich besonders zur Nachbehandlung redressierter Klumpfüße, aber auch von Sichelfüßen.

Der Fuß wird im rechten Winkel gehalten, der Supinationstendenz wird entgegengewirkt, der Vorfuß kann stufenlos abduziert werden.

- **Mit Flexibler Spannklammer - Abduktionszug und Wadenverschluß.**

Mit einer **Oberschenkelfassung** kann der nach innen rotierte Fuß konsequent beeinflusst werden. Der Fuß wird durch Druck auf den Oberschenkel besser in der Lagerungsschale gehalten. Schließlich wird durch das gebeugte Kniegelenk die Spitzfußkorrektur verbessert.

Verordnung

Unterschenkellagerungsschale nach Prof. Lange

Artikelnummern: Abb. 1

Art.-Nr	Fußlänge / mm (incl. 10 mm Zehenfreiheit)
035/070	70 mm
035/080	80 mm
035/090	90 mm
035/100	100 mm
035/110	110 mm
035/120	120 mm
035/130	130 mm
035/140	140 mm
035/150	150 mm
035/160	160 mm
035/170	170 mm
035/180	180 mm
035/190	190 mm
035/210	210 mm
035/230	230 mm
035/250	250 mm
035/270	270 mm

Farben: weiß, blau, taifun

Artikelnummern: Abb. 2

Oberschenkel-fassung	Oberschenkelumfang in der Mitte der Schale gemessen
036 / 1	16 - 18 cm
036 / 2	19 - 20 cm
036 / 3	23 - 26 cm
036 / 4	27 - 31 cm
036 / 5	32 - 36 cm

Unser Service:

Nach ihren gelieferten Gipspositivmodellen oder Leisten fertigen wir als Sonderanfertigung "Ihre individuelle Unterschenkellagerungsschale" an.

Bei Bestellungen bitte Seite rechts oder links angeben