

## Verbandschuh ohne und mit Wippe Segeltuchschuh / Schaukel-Schuh-Abrollhilfe

Abb.1



Abb.2



Abb.3



### Verbandschuh ohne Wippe

(Postoperationsschuh) Abb. 1

Oberschuh aus leichtem atmungsaktiven

Nylongewebe-regulierbare Klettbandverschlüsse

versteifte Sohle für sicheres Gehen.

Art.-Nr	Größe	Schuhgröße
0051	w-small	bis 37
0051	w-medium	bis 39
0051	w-large	bis 42
0051	m-medium	bis 44
0051	m-large	bis 46

### Verbandschuh mit Wippe

(Vorfußentlastungsschuh) Abb. 2

Oberschuh aus leichtem atmungsaktiven

Nylongewebe, regulierbare Klettbandverschlüsse

Sohle speziell konzipiert um den Druck

vom Ballen und von den Metatarsalköpfchen

zu nehmen

Art.-Nr	Größe	Schuhgröße
0052	x-small	bis 34
0052	small	bis 37
0052	medium	bis 40
0052	large	bis 42
0052	x-large	bis 45

### Segeltuchschuh / Schaukel-Schuh-Abrollhilfe Abb. 3

Art.-Nr	Größe	Schuhgröße
0053	small	bis 34
0053	medium	bis 40
0053	large	bis 46

- Bei schmerzhaften Deformierungen und Schwellungen durch Gelenkrheuma, hochempfindlichen Hammerzehen und Hallux Valgus
- Starke Durchblutungsstörungen in der unteren Extremität wie bei Diabetes
- Nach Osteotomien mit und ohne Verschraubungen

### Indikationen

Die Schuhe sind auf eine Vielzahl postoperativer u. posttraumatischer Anwendungen zugeschnitten

- Nach Fußoperationen und Verletzungen
- zur frühzeitigen Mobilisierung