


C.A.S.H.™ - Orthese

Extrem leichtes Gewicht

Abb. 1



Rückansicht

Indikationen

- Kreuzförmige Vorderseiten-Rückgrat-Überstreckung
- Die Orthese bewirkt eine Reklination durch Fixation der Wirbelsäule im Dreipunktprinzip
- Einfache Anpassung
- Vollständige Einstellbarkeit
- Die Lösung für individuelle Patientenanforderungen
- Einfaches Anlegen
- Leichtes Gewicht, weniger als 600 g daher: angenehme Trageeigenschaften

Anwendungsbereiche:

- Kompressionsfrakturen der unteren BWS und LWS

Artikelnummern:

1200	Abb. 1	Modell mit Sternalpolster
------	--------	---------------------------

Artikelnummern:

Art.-Nr.	#	A in cm	B in cm
1200	1	31	11,5 hoch 20,0 breit
1200	2	31	27,0 hoch 16.5 breit
1200	3	31	27.5 hoch 21,5 breit
1201	1	24	11,5 hoch 20,0 breit
1201	2	24	27,0 hoch 16.5 breit
1201	3	24	27.5 hoch 21,5 breit
1212	1	31	11,5 hoch 20,0 breit
1212	2	31	27,0 hoch 16.5 breit
1212	3	31	27.5 hoch 21,5 breit

- A = Brustschiene
 B = Rückenpelotte
 # = Größe