


# Philadelphia™ - Cervicalorthese

mit seitlichem Klettbandverschluß



Zweiteilige Cervicalorthese aus kräftigem Polyethylen - Schaumstoff mit seitlichem Klettbandverschluß. Mit frontaler und dorsaler Kunststoff - Verstärkung

- Geringes Gewicht
- Thermoplastisch verformbar
- Röntgendurchlässig

## Indikationen

- Degenerative Strukturveränderungen der Halswirbelsäule
- Posttraumatisch
- Nachbehandlung von (ossären) Infekten
- Weitgehende Fixierung in der gewünschten Korrekturbehandlung

## Artikelnummern:

Art.-Nr.	Größe	Höhe	Halsumfang
1310	small	6 cm	25 - 31 cm
1310	medium	6 cm	32 - 39 cm
1310	large	6 cm	40 - 45 cm
1311	small	8 cm	25 - 31 cm
1311	medium	8 cm	32 - 39 cm
1311	large	8 cm	40 - 45 cm
1312	small	10,5 cm	25 - 31 cm
1312	medium	10,5 cm	32 - 39 cm
1312	large	10,5 cm	40 - 45 cm
1313	small	13 cm	25 - 31 cm
1313	medium	13 cm	32 - 39 cm
1313	large	13 cm	40 - 45 cm