


Reklinationskorsett nach Hepp

im Baukastensystem Hannover



Vorgefertigter Schienensatz zum individuellen Aufbau nach Gipsmodell

Indikationen

Behandlung der akuten Scheuermannschen Erkrankung - nicht der Lendenwirbelsäule, zur Aufrichtung muskulär und ligamentär kontrakter Kyphosen sowie Formen des hohlrunden Rückens.

Verordnung

Reklinationskorsett nach Hepp
im Baukastensystem Hannover

Artikelnummer:

1090	Reklinationskorsett im Baukastensystem Hannover
------	---