


Vario-Lumbal-Orthese "Dynamic"



Ihre Kunden haben jetzt die Möglichkeit, die Vario-Lumbal-Orthese "Dynamic" in einer für sie geeigneten Größe vor Ort anzuprobieren und bei perfektem Sitz gleich mitzunehmen

Jetzt gibt es unser bewährtes Hilfsmittel für die konservative Behandlung der LWS auch in Konfektion für den Sanitäts-Fachhandel

Frei einstellbares Pelottensystem und Bauchpelotte. Die Lordose kann verstärkt oder verringert werden.

Die großflächigen Pelotten sind bei bester Wirksamkeit angenehm zu tragen.

Zur Abschulung ist die Bandage später auch ohne Pelotten zu benutzen.

Anzulegen ist die Vario-Lumbal-Orthese-DYNAMIC noch leichter. Der großflächige Klettverschluss ist auf einer Seite zweigeteilt. Die Taillenzüge werden auch als Klettverschlüsse nur aufgelegt.

Das Miederteil ist in 4 fertigen Größen nach dem Leibumfang jeweils für Damen und Herren lieferbar.

Die Vario-Lumbal-Orthesen bieten ein Höchstmaß an individueller Einstellbarkeit bei guter Wirksamkeit und bestem Tragekomfort

Indikationen

- Bandscheibendenerationen
- Stärkeren Lumbalgien / Spondylolysen
- Spondylarthrose / Spondylolistesis
- Osteochondrose / Wirbelkörperfrakturen
- Osteoporotische Sinterungen
- Zustand nach Bandscheiben-OP

Verordnung

Vario-Lumbal-Orthese "Dynamic"

Konfektions Größe Damen

Größe	Art.-Nr.	Leibumfang
S	1450 / S	85 - 95 cm
M	1450 / M	95 - 105 cm
L	1450 / L	105 - 115 cm
XL	1450 / XL	115 - 125 cm

Konfektions Größe Herren

Größe	Art.-Nr.	Leibumfang
S	1460 / S	85 - 95 cm
M	1460 / M	95 - 105 cm
L	1460 / L	105 - 115 cm
XL	1460 / XL	115 - 125 cm