

Orthesen zur funktionellen konservativen Knochenbruch - Behandlung Unterarm + Oberarm ohne u. mit Schulterkappe

leichte Anwendbarkeit

Abb.1



Abb.2



Abb.3



nach Sarmiento

Prinzip und Vorteile der Brace-Behandlung

- Frakturschienung über intakten Weichteilmantel mit aktivem Muskeleinsatz bei erhaltener Gelenkfreiheit
- Vollständige Rehabilitation nach Abschluss der Frakturheilung durch den frühzeitigen Beginn der krankengymnastischen Behandlung
- Baldige Wiederaufnahme der gewohnten Aktivität.
- Uneingeschränkte Körperpflege und Hygiene
- Leichte Anwendbarkeit des Systems

Umfang	Abb.1
20 - 25 cm	small
25 - 30 cm	medium
30 - 36 cm	large

Der Unterarm muss am größten Umfang gemessen werden.

Umfang	Bizepslänge	Abb.2
20-28 cm	13 cm	small
28-35,5 cm	14 cm	medium
35,5-38 cm	16 cm	large

Der Oberarm muss am größten Umfang gemessen werden.

Umfang	Abb.3
20 - 28 cm	small
28 - 35,5 cm	medium
35,5 - 38 cm	large

Der Oberarm muss am größten Umfang gemessen werden.

Größere Umfänge können jederzeit als Sonderanfertigung geliefert werden.

**Bei Bestellungen bitte Seite
rechts oder links angeben**

Zubehör extra bestellen

Artikelnummern: Abb. 1-3

5010	Ulna Fracture Brace, Unterarm Modul
5020	Humerus Fracture Brace, Oberarm Modul
5025	Humerus Fracture Brace, mit Schulterkappe Oberarm Modul

Zubehör Orthesen zur Knochenbruchbehandlung

Armschlinge + Unterziehstrümpfe

nach Sarmiento



Artikelnummern:

5021	Armschlinge für Humerus-Fracture-Brace
5022	Unterziehstrumpf für Ulna-Fracture-Brace und Humerus-Fracture-Brace Größen: small-medium-large 1 Pack = 2 Stück auch als Kilo-Ware erhältlich: unser Artikel 9066
5023	Humerus Fracture Brace, mit Schulterkappe Größen: small-medium-large 1 Pack = 2 Stück auch als Kilo-Ware erhältlich: unser Artikel 9066