

Orthesen zur funktionellen konservativen Knochenbruch - Behandlung Unterschenkelmodule mit u. ohne Kondylenfassung

leichte Anwendbarkeit

Abb.1



Abb.2



nach Sarmiento

Prinzip und Vorteile der Brace-Behandlung

- Frakturschienung über intakten Weichteilmantel mit aktivem Muskeleinsatz bei erhaltener Gelenkfreiheit
- Vollständige Rehabilitation nach Abschluss der Frakturheilung durch den frühzeitigen Beginn der krankengymnastischen Behandlung
- Baldige Wiederaufnahme der gewohnten Aktivität.
- Uneingeschränkte Körperpflege und Hygiene
- Leichte Anwendbarkeit des Systems

Abb.1

	Fessel	Länge oberhalb	
Waden	mass-	Patella bis lateralen	
Umfang	Umfang	Knöchel	
32 cm	23 cm	43 cm	small
36 cm	25 cm	47 cm	medium
41 cm	28 cm	52 cm	large

Abb.2

Umfang	Länge	
29 - 36 cm	29 cm	small
32 - 39 cm	32 cm	medium
33- 42 cm	34 cm	large

Artikelnummern: **Abb. 1 und 2**

5030	Tibia Fracture Brace mit Knie - Kondylenfassung	Unterschenkel-Modul
5040	Tibia Fracture Brace ohne Knie - Kondylenfassung	Unterschenkel-Modul

Bei Bestellungen bitte Seite
rechts oder links angeben

Zubehör extra bestellen

Zubehör Orthesen zur Knochenbruchbehandlung

Fußteil + Spezialstrumpf



Abb. 1

nach Sarmiento

Artikelnummern: **Abb.1**

5031 Fußteil, für Tibia Fracture Brace

Schuhgrößen

36 - 39	small
39 - 44	medium
44 - 48	large

Bei Bestellungen bitte Seite
rechts oder links angeben

5032 **Spezialstrumpf**
für Tibia Fracture Brace

Dieser ist dreimal dicker als Trikot und hat sich besonders in Bezug auf Transpiration und Hitzestau bewährt, eine Größe, beidseitig verwendbar.

1 Pack = 2 Stück

Thermoplastisches Material



Abb. 2

Artikelnummern: **Abb. 2**

9086/1 mini - perforiert
90cm x 60cm x 3mm

- Niedertemperaturverformbares Material speziell für Frakturschienen, Handschienen, Knieschienen oder Korsetts.

- Das Material kann wie folgt erhitzt werden:

- Wasser (ab 75 °C)
- Dampf (ab 90 °C)

Bearbeitung nach 1- minütigem Erhitzen möglich