


Verbrauchsmaterial Orthopädie - PVC-Klebeband, Folienschläuche, Schleifhülsen



Art.-Nr.	Beschreibung
	PVC - Klebeband (Coroplast) transparent zum Abdichten beschädigter PVC - Folien
9051	25 mm breit - 10 m Rolle
9051/1	50 mm breit - 25 m Rolle
	Doppelseitiges PVC - Klebeband
9052/1	50 mm breit - 25 m Rolle
	PVA - Folienschläuche
9053	102 cm lang 0,08 mm stark Abpackung: 10 Stück - Beutel größter Umfang in cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 70
	Schleifhülsen
9101	für Konusfeinputzer robustes Trärgewebe mit Vollkunstharzbindung Durchmesser 60 mm , 75 mm breit, Korn 40 und 120